

Infinity® (インフィニティ) M540 モニター Infinity® (インフィニティ) M500 ドッキングステーション

1台の患者モニターで入院から退院まで、患者様を継続してモニタリングします。ワークフローの合理化だけでなく、より安全な患者モニタリングが実現します。人間工学に基づき設計されたM540はスタンドアロン型モニター**として、またはInfinity® Acute Care Systemの一部として、ベッドサイドをはじめ院内*のどんな場所でもモニタリングを継続します。



特長

- ベッドサイド、院内搬送時、または救急車で、連続して血流動態データをモニタリングします。***
- バイタルサインデータを有線(ドッキング時)および無線(搬送時)で送信します。
- 搬送時に集積したバイタルサインデータを Medical Cockpit® に自動転送します。
- プロフィールや音量設定が簡単に設定できます。
- 患者データと関連するアラームの取得と表示方法を、カスタマイズして最適化する多様なオプションがあります。

INFINITY M540患者モニター

M540は非常に見やすいタッチスクリーン上に、ベッドサイドから搬送時までシームレスに、リアルタイムのモニタリング情報を表示します。搬送中は、M540モニターがトレンドとイベントデータを保存します。ドッキングステーションに再接続されると同時にMedical Cockpit (IACSの一部として使用時)またはInfinity CentralStation (スタンドアロン型として使用時)でこれらのデータを閲覧することができます。ケーブルやモジュールの着脱が容易ですので、患者様の緊急時にも柔軟に対応できます。

院内搬送に最適なM540は、軽量で耐久性に優れ、防水構造になっています。ベッドサイドはもちろん、搬送中もモニタリングを継続し、無線で患者データを転送しますので、シームレスなモニタリングを実現します。上記のデータ転送機能には

無線オプションとMedical Cockpit またはInfinity CentralStation が必要となります。再度ドッキングステーションに接続した際に、M540が自動でトレンド、イベント、患者データをMedical Cockpitに送信します。Medical Cockpit上ですべての患者様のデータ閲覧でき、万が一の際のイベントを見落とすリスクを軽減します。

INFINITY M500 ドッキングステーション

Infinity M500はドッキング中にM540の内部バッテリーを充電し、ベッドサイドからMedical Cockpit上のモニタリングデータにアクセスできます。スタンドアロン構成で使用する場合、M500はM540を充電し、M540をInfinityネットワークに接続します。また、別のM540をドッキングしても、元の初期プロフィール設定が保存されます。



Infinity® M540 モニターと
M500 ドッキングステーション
片手で素早くモニターの取り外しができます。



上下180°反転しても、画面が自動で回転します。またモニターは左側・右側のどちら側からでもドッキングできます。

* M540 モニターは高圧チャンパー、MRI環境以外の病院施設内どんな場所でもご使用になれます。

** スタンドアロンモニターとして使用するにはM540ソフトウェアバージョンVG2.1以上、またM500ファームウェアバージョン4.0以上が必要です。

*** 合衆国とカナダでは救急車でのご使用は認められていません。

テクニカルデータ

モニタリング性能

成人、小児、新生児患者に適用¹

ECG

最大12リードまで表示²

使用可能なリード	3リードワイヤーセット: I、II、III (選択可能) 5リードワイヤーセット: I、II、III、aVR、aVL、aVF、V 6リードワイヤーセット: I、II、III、aVR、aVL、aVF、V、V+ 10リードワイヤーセット: I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1-V6 TruST® の12リード: I、II、III、aVR、aVL、aVF、dV1、V2、 dV3、dV4、V5、dV6
測定範囲	15 ~ 300 拍/分 (bpm)
精度	± 2 bpm もしくは ± 1 % (いずれか値の大きい方)
分解能	1 bpm
周波数帯域	モニタリングフィルター使用時: 0.5 ~ 40 Hz OR モード/ESUフィルター: 0.5 ~ 20 Hz (ペーサー検出は不可) 診断用 ECG 帯域幅: 0.05 ~ 150 Hz フィルターオフ時: 0.05 ~ 150 Hz (M540ディスプレイでは40 Hzまで)

QRS 検出範囲

振幅	0.5 ~ 5 mV p-p RTI (ピークからピークを入力)
間隔	成人: 70 ~ 120 ms 小児/新生児: 40 ~ 120 ms
アラーム	ユーザーが上限/下限を設定可能

ペースメーカー検出 (成人/小児)

検出リード	リード: I、II、III のいずれか
振幅 (a _p)	±2 ~ ±900 mV
幅 (d _p)	0.2 ~ 2.0 ms
上昇/下降時間 (分)	0.1 d _p 、≤100 μs
オーバーシュート (分)	0.025 ~ 0.25 a _p 、<2 mV
充電時間	4 ~ 100 ms

ST (成人/小児)

検出リード	使用するリードセットに応じていずれのECGリードも使用可能
ST間隔	828 ms (基準値 -260 ms ~ 568 ms)
サンプルレート	250 サンプル/秒
等電点測定	調整可能な範囲: -260 ~ 40 ms 初期設定: QRS オンセット -28 ms
ST測定点	調整可能な範囲: -28 ~ 568 ms 初期設定: QRS オフセット +80 ms
更新間隔	15 秒 ±1 秒、1回の正常心拍が必要
測定範囲	-15.0 mm ~ 15.0 mm (-1.50 ~ 1.50 mV)
測定精度	±0.1 mm (±0.01 mV) RTI (入力ごとに)
分解能	±0.1 mm (0.01 mV)
アラーム	ユーザーが上限/下限を設定可能
イベント間隔	オフ、15、30、45、60秒 (初期設定: 60秒)

不整脈 (ARR)

基本不整脈	心停止、心室細動、心室性頻拍、アーチファクト
注記: 新生児患者では、低心拍数アラームとして、「徐脈」が使用可能	
不整脈フルオプション	ベシック不整脈に加えショートラン、頻脈性心室固有調律、 上室性頻拍、二連脈、二段脈、頻脈症、徐脈、Pause、PVC/分

¹ 不整脈とST分析は成人・小児患者のみを対象にしています。

² 12リードは2つの画面に6リードずつ分割表示されます。12リードモニタリングはオプションです。

PVC/分

測定範囲	0 ～ 300 bpm
分解能	1 bpm
精度	±5 bpm もしくは 測定値の± 10 % のいずれか大きい方
応答時間	< 4 秒

診断用 ECG³

診断プログラム	グラスゴー診断プログラム
患者情報	年齢、性別、人種、投薬、臨床的分類
レポート形式	13 種類のレポート形式が使用可能
レポート言語	英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、スウェーデン語
出力	Infinity® CentralStationは、自動的に12リードまでのレポート出力ができるよう設定可能
レポートの提供元	Infinity® CentralStation上でオプションの安静時ECG起動時
注記: Infinity® CentralStationで印刷された安静時-ECG レポートは診断用帯域幅の要件を満たしています。	

呼吸数

検出リード	I, II (ユーザーが設定可能)
測定方法	インピーダンスミュモグラフィ
補助電流	< 10 µA (活性電極の場合)
帯域幅	(-3 dB) 0.25 ～ 3.5 Hz
検出閾値	手動モードで 0.2 Ω ～ 4.0 Ω (ユーザー設定可能) 自動モードで 0.3 Ω ～ 1.5 Ω (自動調節)
測定範囲	0 ～ 155 呼吸/分
分解能	1 呼吸/分
精度	±1 呼吸/分 もしくは呼吸数の ± 2 % のいずれか大きい方
アプニア検出間隔	オフ、10、15、20、25、30秒
アラーム	ユーザーが呼吸数の上限/下限を設定可能

パルス オキシメトリー(SpO₂)

表示パラメーター	酸素飽和度(赤血球中のヘモグロビンのうち、酸素と結合しているヘモグロビンの割合)、脈拍(数値と波形)、灌注指数(マシモ SET®のみ); SpHb™、SpOC™、SpMet®、SpCO®, PVI® (マシモ rainbow SET®使用)
測定方法	吸光光度分析
測定範囲	SpO ₂ : 1 ～ 100 % 脈拍数: 26 ～ 239 bpm

SpO₂ アルゴリズム (Infinity® Mケーブブルー マシモ rainbow SET®)

マシモ rainbow SET® (シングル エクストラクション テクノロジー)
マシモは非常に優れた動作耐性と、低灌注に対しても制度を保つことで知られるパルス酸素濃度計*を提供しています。詳しい仕様につきましては、別紙の製品データシートを参照してください。
*専門家による評価研究文章はホームページ(www.masimo.com)を参照してください。

SpO₂ アルゴリズム (Infinity® Mケーブブルー ネルコア OxiMax™)

ネルコア OxiMax™
詳しい仕様については製品データシートを参照してください。

非観血圧(NIBP)

表示パラメーター	収縮期血圧、拡張期血圧、平均血圧
測定方法	段階的収縮を活用したオシロメトリ法
動作モード	手動(単一の測定)、インターバル、連続、または駆血
インターバル時間	オフ、1、2、2.5、3、5、10、15、20、25、30、45、60、120、240分
カフ精度	±3 mmHg (±0.4 kPa)
分解能	1 mmHg (0.1 kPa)

³ 診断用ECGはIACSソフトウェアが動作中のInfinity® Medical Cockpit® (C500またはC700)がM540に接続され、Infinity® CentralStationが解析、レポートができる状態であることが前提条件となります。

テクニカルデータ(続き)

測定範囲(初期設定)

心拍数	30 ～ 240 bpm
-----	--------------

成人

収縮期	30 ～ 250 mmHg (4 ～ 33.3 kPa)
平均	30 ～ 230 mmHg (4 ～ 30.6 kPa)
拡張期	10 ～ 210 mmHg (1.3 ～ 28 kPa)

小児

収縮期	30 ～ 170 mmHg (4 ～ 22.6 kPa)
平均	30 ～ 150 mmHg (4 ～ 20 kPa)
拡張期	10 ～ 130 mmHg (1.3 ～ 17.3 kPa)

新生児

収縮期	30 ～ 130 mmHg (4 ～ 17.3 kPa)
平均	30 ～ 110 mmHg (4 ～ 14.7 kPa)
拡張期	10 ～ 100 mmHg (1.3 ～ 13.3 kPa)

カフ圧

初期設定のカフ圧	成人: 160 ± 5 mmHg (21.3 ± 0.66 kPa) 小児: 130 ± 5 mmHg (17.3 ± 0.66 kPa) 新生児: 110 ± 5 mmHg (14.7 ± 0.66 kPa)
有効測定値後の加圧値 (誤差 ± 5 mmHg もしくは ± 0.66 kPa)	成人: 前回の収縮期の値 + 25 mmHg (3.3 kPa) 小児: 前回の収縮期の値 + 25 mmHg (3.3 kPa) 新生児: 前回の収縮期の値 + 25 mmHg (3.3 kPa)
最高加圧値	成人: 265 ± 5 mmHg (35.3 ± 0.66 kPa) 小児: 180 ± 5 mmHg (24 ± 0.66 kPa) 新生児: 140 ± 5 mmHg (18.6 ± 0.66 kPa)
最低加圧値	成人: 110 ± 5 mmHg (14.7 ± 0.66 kPa) 小児: 90 ± 5 mmHg (12 ± 0.66 kPa) 新生児: 80 ± 5 mmHg (10.6 ± 0.66 kPa)
コネクタ	シングルタイプのクイックリリースコネクタ

観血圧

測定方法	圧カトランスデューサー
分解能	1 mmHg (0.1 kPa)
測定範囲	-50 ～ 400 mmHg (-6.6 ～ 53.3 kPa)
ダイナミックレンジ	-250 ～ 600 mmHg (-33.3 ～ 80 kPa)
周波数範囲	DC ～ 8 Hz、DC ～ 16 Hz (ユーザー設定可能)
精度	± 1 mmHg もしくは ± 3 % (いずれか値が高い方)、トランスデューサーを含まない
IBP 更新間隔	4 秒
応答時間 (圧変化の 90 %)	14 拍 + 2 秒 (ART、LV、GP1、GP2、GP3、GP4) 8 拍 + 2 秒 (PA、RV) 16 秒 (CVP、RA、LA、ICP)
トランスデューサーの仕様	抵抗 200 ～ 3000 Ω、等価血圧感度 5 μV/V/mmHg ± 10 % と同等のトランスデューサー

二酸化炭素

表示パラメーター	呼吸終末二酸化炭素濃度 (etCO ₂)、吸気二酸化炭素 (inCO ₂)、呼吸数 (RRc)
----------	---

測定範囲

CO ₂	0 ～ 100 mmHg (0 ～ 13.3 kPa もしくは海水位 0 ～ 13.2 Vol.-%) CO ₂ 、分圧
RRc	0 ～ 150 bpm

詳細は Infinity® M ケーブルメインストリーム CO₂ のデータシートを参照してください。

体温

表示パラメーター	体温: Ta、Tb、ΔT、T1a、T1b、ΔT1
測定範囲	Ta、Tb、T1a、T1b: 0 °C ~ 50 °C ΔT、ΔT1: 0 °C ~ 39 °C
分解能	0.1 °C
絶対温度精度 ⁴	±0.1 °C
Δ温度精度 ⁵	±0.2 °C
プローブ精度	±0.1 °C
平均更新間隔	< 2.5 秒
応答時間	23 ~ 44 °C、150秒以内に ±0.2 °C

ディスプレイ仕様

種類	カラー液晶ディスプレイ(LCD)、高感度タッチスクリーン
寸法	対角 158 mm (6.2 インチ)
表示領域	149 mm x 54 mm (5.9インチ x 2.1インチ)
解像度	640 x 240 (1/2 VGA)
輝度	ノバッテリーによる動作中: 最低80cd/m ² M500からの電源供給時: 最低120cd/m ²

ユーザーインターフェイス

操作	タッチスクリーン、固定押しボタン 3個、コントロールキー 8個
アラーム	可聴 ⁵ と可視アラーム アラームの優先度レベル: 高/ 中 / 低 45 dB(A); 最大音量> 70dB(A)
アラームバー	高 (生命の危険あり): 赤色で点滅 中(重要): 黄色で点滅 低: 点灯、点滅なし

情報管理

トレンド保存	72時間以内のパラメーター情報
トレンドデータ分解能	30秒まで

物理的仕様

Infinity® M540モニター

寸法 (H × W × D)	89 × 259 × 43 mm
重量	920 g以下
冷却方法	ドッキング時: 伝導式、非ドッキング時: 対流式
接続	ECG、CO ₂ 、Hemo、Temp/Aux、SpO ₂ 、NIBP入力

Infinity® M500 ドッキングステーション

寸法 (H x W x D)	195 × 101 × 107 mm
重量	1200 g
冷却方法	対流式
接続	システムケーブル、ナースコール (IACSの一部として使用時のみ)
マウントインターフェイス	VESA 75

電気仕様

モニター

電源	内部リチウム イオン バッテリー、もしくはドッキングステーションからの外部電源供給
バッテリーパック	リチウムイオン: 3.75 VDC、4400 mAh
保護クラス	内部電源 (IEC 60601-1 に準拠)
動作モード	連続 (ドッキングステーション経由の電力結合)
漏れ電流	< 10μA (110 V/60 Hz、220 V/50 Hzの両方に対して)

⁴ プローブを除いた精度

⁵ ドッキングされてない場合、可聴アラームが発生します

テクニカルデータ (続き)

Infinity® M540 バッテリー仕様

バッテリー動作時間	通常動作時: 約3時間 省電力モード時: 約4時間
注記: バッテリー動作時間は装置の構成に応じて変化します。上記のバッテリー動作時間は以下の条件に基づいて算出されたものです: 12リード ECG、SpO ₂ 、体温プローブ2個、NIBP(15分間の一定時間モード)、搬送中LCD(バッテリー稼動)、標準モードの照度。節電モードでは一時的にLCDが消えます。	
バッテリー充電時間	100 %充電: 完全に放電したバッテリーで約6.5時間 70 %充電: 完全に放電したバッテリーで約4時間

通信

ネットワーク	ドッキングステーションに接続時: 802.3 100 BaseTイーサネット モニターとドッキングステーションの接続が光分離時: 10 Mbps
注記: M540のハードウェアは802.11b/gのワイヤレスイーサネットラジオを含んでいます	

Infinity® M500ドッキングステーション

DC入力	+24 VDC 定格、1.5 A (+18 ~ +30 VDC)
保護クラス	クラス1に準拠した電源供給と使用
動作モード	連続
出力	直接接続による充電でInfinity® M540に電力供給

環境要件

Infinity® M540 モニター / Infinity® M500ドッキングステーション

大気圧

動作時	485 ~ 795 mmHg (64.7 ~ 106.0 kPa)
保管時	375 ~ 795 mmHg (50.0 ~ 106.0 kPa)
防水保護等級**	Infinity® M540: IPX4 (IEC 60529に準拠、防水) Infinity® M500: IPX1 (IEC 60529に準拠)

温度

動作時	0 ~ 40 °C*
保管時	-20 ~ 60 °C

湿度 (結露なし)

動作時	20 ~ 95 %
保管時	20 ~ 95 %

適合規格

EN1789 (医療用車両及び医療機器-救急車) 6項
M540 モニターとM500 ドッキングステーションは医療機器指令 (MDD) 93/42 /EEC に準拠し、CEマークを取得しています。
IEC 60601-1 およびその他、国や地域別に適合する規格
IEC 60601-1-2、電磁両立性
CISPR 11、クラスB およびEN55011 クラスB
IEC 60601-2-27、ECGモニタリング装置
IEC 60601-2-25、ECG
IEC 60601-2-30、自動非観血圧モニタリング装置
IEC 60601-2-34、観血圧モニタリング装置
IEC 60601-2-49、多機能患者モニタリング装置
IEC 60601-2-51、記録および会席の1チャンネルおよび複数チャンネル心電計
ISO 9919、医用パルスオキシメーター
ISO 21647、呼吸ガスモニター
EN1060-3、非観血圧計、追加要件として電子血圧計システム
EN 12470-4、連続測定のための医療用体温計
IEC 60601-1-8 (アラーム)
IEC 60068-2-32、環境試験方法: 自然落下試験

* 35 °C 以上の温度環境下では、Infinity® M500 ドッキングステーションに接続してもバッテリーが充電されないことがあります。

** M540は水深30cmに10分間浸水させても耐えるよう防水保護されています。

D-19899-2009



Infinity® Mケーブル
-メインストリーム CO₂

D-6565-2011



Infinity® Mケーブル
- Masimo rainbow® SET

D-19897-2009



Infinity® Mケーブル
- Dual Hemo

D-19899-2009



Infinity® Mポッド
- QuadHemo

INFINITY® PS50 電源供給ユニット

仕様

入力電圧	85 ~ 264 VAC
入力周波数	47 ~ 63 Hz
最大出力	50 W
寸法 (H × W × D)	146 × 76 × 43 mm
重量	465 g

湿度 (結露なし)

動作時	5 ~ 95 %
保管時	5 ~ 95 %

温度

動作時	0 ~ 70 °C
保管時	-40 ~ 85 °C

大気圧

動作時	485 ~ 795 mmHg (64.7 ~ 106 kPa)
保管時	375 ~ 795 mmHg (50 ~ 106 kPa)

INFINITY® PS120

仕様

寸法 (W × D × H)	174 × 82 × 40 mm (6.85 × 3.2 × 1.6 インチ)
重量	684 g (コードを除く)
入力電圧	100 VAC ~ 240 VAC (+/- 10 %)
入力周波数	47 ~ 63 Hz
出力電圧	24.5 V
高度	0 ~ 3000 m (10,000 フィート)

温度

動作時	0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
保管時	-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F)

湿度

相対湿度	5 ~ 95 % (結露なきこと)
------	-------------------

大気圧

大気圧	70 ~ 106 kPa (10.15 ~ 15.37 psi)
-----	----------------------------------

注文情報

Infinity® M540 モニター、Infinity® M500 ドッキングステーションの組み合わせと、以下のいずれか

C500 付 IACSモニター	MS25510
C700 付 IACSモニター	MS25520
Infinity® M540とInfinity® M500 ドッキング ステーション (M540をスタンドアロンモニターとして使用する場合は M540用ソフトウェアVG2.1 が必要)	MS26372

言語: 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、スウェーデン語、ポルトガル語 (ブラジル語)、デンマーク語、ノルウェー語、日本語、ロシア語、トルコ語、ポーランド語、ギリシャ語、ハンガリー語、中国語 (簡易)、チェコ語、フィンランド語、UK英語

注記: サポート言語は変更される可能性があります。詳しくはドレーゲル社にお問い合わせください。

Infinity® M540 オプション

ワイヤレスオプション (802.11b/g)	MS 16266
------------------------	----------

SpO₂ マシモ rainbow® SET® または ネルコア OxiMaxを工場出荷時に取り付け可能
追加の固定オプション機能: 12リードモニタリング、マルチIBP (2個以上) ; 不整脈フル

オプションのポッド、モジュール、ハードウェアの関連アクセサリ

注記: 接続ケーブル、アダプター、トランスデューサー、マウントアクセサリの詳細については、各モジュールまたはポッドのデータシートを参照してください。

SpO ₂ ポッドホルダー (マシモSETポッドと ネルコア OxiMaxポッドに使用可能)	MS26266
SpO ₂ マシモ rainbow® SET® Mケーブル用ポッドホルダー	MS28576
Infinity® M500搬送用ドック + クランプ	MS28144

注文情報(続き)

Infinity® Mポッド- Quad Hemo

Infinity® Mポッド- Quad Hemoは、最大4連続観血圧、体温、熱希釈心拍出量を測定します。心拍出量パラメーターの表示には、Infinity® Medical Cockpit® (C500またはC700)が必要となります。

Infinity® Mケーブル -Dual Hemo

Infinity® Mケーブル -Dual Hemoは最大2チャンネルの観血圧を測定します。

Infinity® Mケーブル -マシモ rainbow® SET*

Infinity® Mケーブル -マシモ rainbow® SET® は マシモの SET SpO₂ アルゴリズム*を採用しています。マシモ rainbow® SET® Mケーブル は Infinity® M540 モニターをマシモ rainbow® SET® SpO₂ センサーに接続すると、動脈ヘモグロビンの機能酸素飽和度 (SpO₂)、脈拍、灌注指数を非観血的に連続してモニタリングします。血液成分、流体反応(SpHb™、SpOC™、SpCO®、SpMet®、PVI®)を測定するオプションもございます。
*マシモホームページ(www.masimo.com)を参照してください。

Infinity® Mケーブル-ネルコア OxiMax

Infinity® Mケーブル-ネルコア OxiMaxはネルコアのOxiMax SpO₂ アルゴリズムを導入しています。ネルコア OxiMax MケーブルでInfinity® M540患者モニターとネルコア OxiMax SpO₂センサーを接続すると、動脈ヘモグロビンの機能酸素飽和度 (SpO₂)、脈拍を非観血的に連続してモニタリングします。

Infinity®, MCable®, Medical Cockpit®, MPod, TruST®はドレーゲルの登録商標です。

Masimo, Masimo rainbow SET, Signal Extraction Technology, SpHb, SpOC, SpCO, SpMet, PVI はMasimo Corporationの登録商標です。
Nelcorと OxiMax はCovidien LPの登録商標です。

この製品はすべての国に販売を承認されているわけではありません。

Infinity® Mケーブル-メインストリーム CO₂

Infinity® Mケーブル-メインストリーム CO₂ は メインストリームCO₂を測定します。

Infinity® Mケーブル-アナログ/同期

Infinity® Mケーブル-アナログ/同期はECGと動脈圧 (ART) のアナログ出力、および/もしくはECGから外部装置へQRS同期信号を送ります。

**Mスタッフアラート
(アラーム出力またはナースコール)**

Infinity® Acute Care System モニタリングでスタッフアラートシステムを設定できます。詳細な技術情報は、Infinity® MCable®-Nurse Call のデータシートをご覧ください。

関連アクセサリ

アクセサリの詳細については、IACS アクセサリ取扱説明書に記載された互換性に関する情報を参照ください。

ポッド、ケーブル、Mケーブル、Mポッドのご注文方法は、各製品データシートを参照ください。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

製造業者:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany

*写真と実物が一部異なる場合があります。
あらかじめご了承下さい。

製造販売業者
ドレーゲル・メディカル ジャパン株式会社
お問い合わせ、ご用命は
カスタマーサービスへ
Tel 03-6447-7222
Fax 03-6447-7220

本社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル 4F

札幌サービスセンター
〒060-0007
北海道札幌市中央区北7条西
13-9-1
塚本ビル7号館4F

仙台サービスセンター
〒981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央1-14-1
インテレクト21ビル4F

東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10

名古屋サービスセンター
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12
アーク栄白川パークビル7F

大阪サービスセンター
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3-3-17

広島サービスセンター
〒733-0002
広島県広島市西区楠木町2-2-27

福岡サービスセンター
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南
2-12-3
トーケン福岡ビル1F

以下の Web ページでお近くの販売代理店を探して下さい: www.draeger.com/renrakusaki



Infinity ACS M540 患者モニター

承認番号 22400BZX00116000